

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА –ЗАЈЕЧАР
РАСАДНИЧКА бб, 19000 Зајечар
Тел.019/44 35 21

УПУТСТВО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

МЕТОДА:

ДИНАМСКА СЦИНТИГРАФИЈА БУБРЕГА КОД ДЕЦЕ - ^{99m}Tc -ДТРА

Тест служи за функционо испитивање бубрега и сабирног система бубрега.

Потребно је са собом понети комплетну медицинску документацију.

Испитивање се изводи током једног дана.

На дан испитивања дете може доручковати.

Пола сата пре почетка испитивања дете треба да попије чашу течности (воде, чаја, сока). У међувремену мокраћну бешику уредно празнити, а обавезно је испразнити пре започињања теста. Код мале деце која носе памперс/пелене, обавезно их пре снимања променити.

Испитивање почиње од тренутка добијања ињекције у вену на руци. Ињекција садржи малу количину радиоактивности у виду технецијумом 99m обележеног једињења које се излучује бубрезима.

Испитивање траје 30 минута и изводи се у лежећем положају, помоћу гама камере која снима бубреге са задње стране.

Медицински техничар или лекар ће вас обавестити када је снимање завршено и када ћете добити налаз.